


PRE-LAUNCH

EndoDrill® Core Needle



The Next Generation Core Needle

EndoDrill® Core Needle


BiBB
INSTRUMENTS

Egenskaper



- Patenterad borrhfunktion.
- Samtliga mellan-/grovnålsindikationer.
- Manuell justering.
- Ergonomiskt handtag.
- Engångsinstrument.

Fördelar


- Ökad kontroll, precision och träffsäkerhet.
- Djup, hastighet och riktning kan justeras i realtid.
- Ger representativa biopsier.



Konventionell nål (14 G)



EndoDrill® Core Needle (14 G)



Jämförande histologiska snitt från skelettmuskelbiopsier med vanlig "notch" Core needle 14G respektive EndoDrill® 14G. HTX 10 ggr förstoring.

Teknisk specifikation:

Artikelnamn	Arbetslängd (mm)	Storlek
EndoDrill® Core Needle	130	14G

BiBB Instruments AB
Medicon Village
SE-223 81 Lund, Sweden
Ordering Information
order@bibbinstruments.com
www.bibbinstruments.com